

Gebruik van de Aerochamber[®] met masker


Kindergeneeskunde



Beter voor elkaar

Inleiding

Uw kind heeft van de kinderarts een Aerochamber gekregen om medicijnen te inhaleren. In deze folder wordt het gebruik van de Aerochamber met masker uitgelegd.




Aerochamber met masker
(geel, oranje)

Stap 1

Zorg dat de mond van het kind leeg is.

Stap 2

Haal de beschermdop van de inhalator (puffer):




Stap 3

Schud de inhalator (puffer) krachtig.
Als de inhalator nieuw is, of 1 week of langer niet gebruikt, spuit dan eerst 2 pufjes weg.

Stap 4

Plaats de inhalator (puffer) met de opening naar beneden in de voorzetskamer met masker.



Stap 5


Laat het kind rechtop zitten op schoot of staan. Houd het hoofd van het kind iets achterover.

Stap 6

Houd de voorzetkamer met het masker naar het gezicht toe (horizontaal).


Stap 7

Zet het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus.




Stap 8

Druk de inhalator **1 keer** in.



Stap 9

Laat het kind **10 keer** keer rustig in- en uitademen door het masker. U ziet de Flow-Vu indicator (het klepje) bewegen, zo ziet u dat de medicatie binnenkomt. Houd het masker goed aangesloten en tel het aantal keren dat klepje heen en weer gaat (10x).



Stap 10

Heeft de arts meer dan 1 pufje per keer voorgeschreven, haal de inhalator (puffer) uit de Aerochamber en herhaal dan stap 3 t/m 9.

Spuut niet meer dan één pufje per keer in de Aerochamber.

Stap 11

Haal de inhalator (puffer) uit de voorzetskamer, zet het beschermdopje terug.

Stap 12

Laat het kind de mond en keel met water spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken. Lukt dit niet, laat dan het kind iets eten of drinken.

Let op: goed tanden poetsen is extra belangrijk als het kind medicijnen inhaleert. Het voorkomt tandbederf.

Scan de onderstaande QR code voor het **instructiefilmpje** Aerochamber met masker in meerdere talen op de website **inhalatorgebruik.nl**:



Hoe maakt u de Aerochamber schoon?

Haal de voorzetskamer uit elkaar. Laat daarbij het masker vastzitten aan het voorstuk. Was de losse onderdelen in een schoon, lauw, afwassopje. Spoel de voorzetskamer af en droog hem niet af, maar laat hem aan de lucht drogen. Dit is nodig, omdat anders het medicijn niet in de longen terecht komt, maar neerslaat op de zijanten van de voorzetskamer. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn voordat u de voorzetskamer weer in elkaar zet.

Bewaar de inhalator (puffer) op een droge plek op kamertemperatuur.

Wanneer moet u de Aerochamber met masker vervangen?

Minstens 1 keer per jaar en/of als het kleppensysteem niet meer goed werkt. U kunt dit navragen bij de longverpleegkundige.

Hoe kunt u zien dat de medicijnen op zijn?

U schudt het spuitbusje goed, dan spuit u een puf op een spiegel of een zwarte achtergrond. Indien er een wit wolkje (poederlaag) achter blijft, dan zitten er nog medicijnen in. Houd wel in gedachten dat de puf die u op de spiegel spuit, de laatste kan zijn. Zorg daarom dat u altijd een spuitbusje in voorraad heeft. Het is het beste om te noteren wanneer u een puf heeft gebruikt. Zo weet u precies hoeveel pufs er nog aanwezig zijn.

Op het spuitbusje dat uw kind 2 keer per dag gebruikt (de ontstekingsremmer) kunt u een datum zetten. Zo weet u wanneer de medicijnen op zijn.

Let ook op de vervaldatum van de medicijnen.

Haalt u de Aerochamber bij de apotheek? Let er dan op dat u de juiste inhalator meekrijgt:



Aerochamber Baby masker



Aerochamber Kind masker

GOED



FOUT



OptiChamber Diamond met
mondstuk



Vortex met mondstuk

Voor vragen en/of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de longverpleegkundige:

T 010 290 2121

**Deze informatie is afkomstig van de website www.inhalatorgebruik.nl
De instructiefilmpjes zijn te bekijken in de volgende talen:**

Nederlands, Arabisch, Engels en Turks



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.